

# Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Revision  
2021-04

## ABE® Trikot Schlauchverband

Unser feinmaschiger Trikot Schlauch für den universellen Einsatz /  
Our universal fine-mesh knitted fabric tube for all applications



### Technische Information / technical information

REF	Größe L x B / Size l x w	Anwendung / Application	Packung / packaging	PZN
5181	1: Ca. 20 m x 1,5 cm	Finger / Zehe Finger / Toe	1 Stück pro Packung; 24 Packung pro Karton / 1 pc per package; 24 packages per carton	01331354
5182	2: Ca. 20 m x 2,5 cm	Mehrere Finger / Zehen Multiple fingers / toes	1 Stück pro Packung; 16 Packung pro Karton / 1 pc per package; 16 packages per carton	01331360
5183	3: Ca. 20 m x 4 cm	Hand / Unterarm / Kinderarm Hand / Forearm / Kinderarm	1 Stück pro Packung; 12 Packung pro Karton / 1 pc per package; 12 packages per carton	01331377
5184	4: Ca. 20 m x 6 cm	Oberarm / Unterschenkel Upper arm / Lower leg	1 Stück pro Packung; 28 Packung pro Karton / 1 pc per package; 28 packages per carton	01331383
5185	5: Ca. 20 m x 8 cm	Oberschenkel Thigh	1 Stück pro Packung; 22 Packung pro Karton / 1 pc per package; 22 packages per carton	01331420
5186	6: Ca. 20 m x 10 cm	Kopf / Kinderrumpf Head / Child torso	1 Stück pro Packung; 18 Packung pro Karton / 1 pc per package; 18 packages per carton	01331437
5187	7: Ca. 20 m x 12 cm	Rumpf Torso	1 Stück pro Packung; 16 Packung pro Karton / 1 pc per package; 16 packages per carton	01331443
5189	9: Ca. 20 m x 21 cm	Rumpf XXL Torso XXL	1 Stück pro Packung; 16 Packung pro Karton / 1 pc per package; 16 packages per carton	12350840

### Allgemeine Information / General information

Produkt Beschreibung/ Product description	Als druckfreier Verband sowie als Unter- und Überzug bei Zinkleim- oder Gips-verbänden zum Hautschutz. Für ruhigstellende Verbände und Extensionsverbände. Zum Überziehen von Schienen, unsteril, nur für den Einmalgebrauch / As a pressure-free dressing and as an undercoat and overcoat for zinc glue or plaster dressings for skin protection. For immobilizing dressings and extension dressings. For covering splints, non-sterile, for single use only.
Inhaltsstoffe / Ingredients	100 % Baumwolle / 100 % cotton
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneinstrahlung schützen / 5 years (store in a cool and dry), protect from direct sunlight

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

---

**Regulatorische Information / regulatory information**

---

Kategorie /  
Category Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 /  
Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745

**MD**

Code nach UMDNS /  
UMDNS Code 10-291 Verbandsmaterial tubulär /  
10-291 Tubular Bandages

Qualitätszertifikat /  
Quality Certificates EN ISO 13485:2016

---

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).